

air-Q®3 larynxmask - enpatientsmodell

air-Q® 3 air-Q® sp3 air-Q® 3G air-Q® sp3G



Produktinformation


- air-Q® 3 serien är tillgänglig i fyra varianter
- air-Q® 3G har dubbla ventrikelkanaler, en på vardera sida av larynxmasken
- air-Q®sp3G har dubbla ventrikelkanaler samt är självkuffande
- En avtagbar och färgkodad konnektor anpassad för ETT
- **Materialinnehåll:** Silikon och polykarbonat

Orderinformation

Orderinformation			Utan ventrikelkanal		Med dubbla ventrikelkanaler				"Borttagbar ledare"*
			air-Q® 3	air-Q® sp3	air-Q® 3G	air-Q® sp3G	air-Q® 3G KIT	air-Q® sp3G KIT	
0,0	< 2 kg	Grå	10-30005	10-40005	10-50005	10-60005	10-50006	10-60006	
0,5	2-4 kg	Rosa	10-30055	10-40055	10-50055	10-60055	10-50056	10-60056	
1,0	4-7 kg	Blå	10-30105	10-40105	10-50105	10-60105	10-50106	10-60106	10-1006
1,5	7-17 kg	Grön	10-30155	10-40155	10-50155	10-60155	10-50156	10-60156	10-1006
2,0	17-30 kg	Orange	10-30205	10-40205	10-50205	10-60205	10-50206	10-60206	10-1005
3,0	30-60 kg	Gul	10-30305	10-40305	10-50305	10-60305	10-50306	10-60306	10-1005
4,0	60-80 kg	Röd	10-30405	10-40405	10-50405	10-60405	10-50406	10-60406	10-1004
5,0	80 kg	Lila	10-30505	10-40505	10-50505	10-60505	10-50506	10-60506	10-1004
							•	•	

• Inkluderar spruta och gel
* Hjälpmedel för att ta bort larynxmasken vid intubation

air-Q®3 larynxmask - utformning



Utformning

- Patenterad epiglottislyft, en sk. upphöjd klack som hjälper till att lyfta epiglottis på ett adekvat sätt för att säkerställa luftvägen
- Anatomiskt utformad design för korrekt placering av larynxmasken